



Забор материалов и доставка готовых работ курьерской службой по всей территории РФ — бесплатно

Пациент \_\_\_\_\_ ( фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_

Дата снятия оттисков / сканирования \_\_\_/\_\_\_/202\_г. Дата очередного приема пациента \_\_\_/\_\_\_/202\_г.

Заполняется в лаборатории

№ счета \_\_\_\_\_ код работ \_\_\_\_\_

**Выберите способ изготовления ортодонтического аппарата:**

с применением компьютерного моделирования. CAD/CAM аппаратура FitFree (ФитФри)

без применения компьютерного моделирования

**Опишите сплонт**

Исходные материалы:  Гипсовые модели  Сканы ВЧ, НЧ и КТ

Сплонт для:  ВЧ  НЧ


Тип действия:  Миорелаксирующий  Репозиционирующий

Конструкция:  На кламмерах  На капе  Фрезерованный

Сегментация:  Односекционный  Трехсекционный

Границы сплонта: зубы \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Сплонт контактирует с зубами-антагонистами: зубы \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



Дополнительная информация:

Врач \_\_\_\_\_ ( фамилия, инициалы)

Телефон \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Организация \_\_\_\_\_

Адрес доставки работы \_\_\_\_\_



1. Почтовый адрес для отправки материалов по заказу: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 3, 000 «Фортекс-Т»
2. Телефон: +7 (495) 955-92-29, +7 (903) 270-32-23
3. Эл. почта: lab@pumpagroup.ru